

Document aide activité 4

On réalise 4 tests :

Test 1 : empreinte de doigt non lavé

Test 2 : empreinte de doigt lavé à l'eau

Test 3 : empreinte de doigt lavé à l'eau puis séché

Test 4 : empreinte de doigt nettoyé avec un gel hydroalcoolique

Protocole :

- Prendre une gélose coulée en boîte de Pétri de 9 cm de diamètre ;
- Délimiter 4 parties au feutre sur le fond de la boîte ;
- Identifier par un numéro le test réalisé sur le fond de la boîte ;
- Appliquer la pulpe d'un doigt avec une pression modérée sur la gélose ;
- Remarque importante : les 4 tests sont à réaliser selon le même protocole et sur la même gélose ;
- Toutes les boîtes sont ensuite scotchées ;
- Incubation : 72h à 20°C

	Expérience n°1	Expérience n°2	Expérience n°3	Expérience n°4
Nombre de colonies				
Taille moyenne colonies (mm)				
Couleur colonies				